



PROMOZIONE

CODICE

VALIDITA'

Ver. 2026/01

FLOW25-26

01/03/2026 – 31/05/2026

Sconto del 25% sugli anticorpi RayBiotech per Citofluorimetria

Cloni affidabili, nei colori di cui hai bisogno

Cerchi anticorpi di alta qualità in grado di offrire risultati eccellenti? Ecco un'ampia gamma di anticorpi per citofluorimetria, disponibili sia in forma coniugata sia non coniugata, per soddisfare le tue esigenze sperimentali. I coloranti RayBright® garantiscono una luminosità e una copertura dello spettro eccezionali, ideali per analisi precise e affidabili. Scopri di più nella tabella sul retro.

Punti di forza

- Disponibilità di anticorpi per il canale violetto
- Terreni serum-free per la coltura degli ibridomi, per ridurre al minimo la contaminazione da anticorpi bovini
- Eluizione a pH 4,0 per minimizzare la degradazione degli anticorpi
- Purificazione per affinità con proteine A, G e L
- Possibilità di produzioni e coniugazione personalizzati

CONDIZIONI PROMOZIONALI


- Sui tuoi ordini a Prodotti Gianni pervenuti nel periodo di validità che riportino il codice promozionale, ricevi uno sconto del 25% per i prodotti in promozione.
- Valida su tutto il territorio nazionale, non per rivendita. Non cumulabile con altre promozioni in corso.
- Prodotti Gianni si riserva il diritto di sospendere o modificare la promozione.

Anticorpi per Citofluorimetria

RayBiotech è orgogliosa di offrire i coloranti RayBright®, caratterizzati da un'eccellente luminosità e in grado di coprire la maggior parte dei colori di emissione comuni. Le tabelle sottostanti riportano gli spettri di eccitazione ed emissione dei fluorocromi RayBright e dei coloranti equivalenti.

RayBiotech Superior Fluorochromes	Excitation Laser	Excitation/Emission	Equivalent Dyes
RayBright® UV 375	UV 355	351/387 nm	BUV395
RayBright® UV 450		347/448 nm	BUV496
RayBright® UV 540		350/540 nm	BUV563
RayBright® UV 610		350/610 nm	BUV661
RayBright® Violet 450	Violet 407	403/454 nm	Pacific Blue, Alexa Fluor 450
RayBright® Violet 500		405/537 nm	Alexa Fluor 430, BV510
RayBright® Violet 600		407/600 nm	BD Brilliant Violet 605
RayBright® Violet 655		407/655 nm	BD Brilliant Violet 655
RayBright® Blue 488	Blue 488	491/518 nm	Alexa Fluor 488, FITC, BD BB515
RayBright® Blue/Green 575	Blue 488/Green 561	505/570, 553/570 nm	R-PE, Cy3
RayBright® Green 594	Green 561	594/614 nm	PE-Texas Red, PE-CF594, PE-eFluor610
RayBright® Blue/Green 647 (PE-tandem dye)	Blue 488/Green 561	496/664, 565/664 nm	PE-Cy5
RayBright® Blue/Green 780 (PE-tandem dye)		496/780, 565/780 nm	PE-Cy7, PE-Alexa Fluor 750
RayBright® Red 647	Red 640	649/664 nm	APC, Alexa Fluor 647, Cy5
RayBright® Red 700		685/710 nm	Alexa Fluor 700, APC-R700
RayBright® Red 780		629/780 nm	Alexa Fluor 750, APC-eFluor 780

Traditional Dyes	Excitation Laser	Excitation/Emission
PerCP	Blue 488	482/667 nm
R-PE	Blue 488/Green 561	496/780, 565/780 nm
APC	Red 640	651/662 nm



RayBright® Dye Labeling Results